

Télécommande MyAmie

Qu'est-ce qu'un MyAmie ?

Le MyMamie est un médaillon, petit et discret, relié au terminal de Téléassistance.

Il est conçu pour fournir toute la sécurité de la Téléassistance avec un maximum de confort.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Lorsque le bénéficiaire appuie sur son médaillon MyAmie, une alarme est émise, relayée par le transmetteur de Téléassistance vers le centre d'écoute et d'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La portée d'émission du médaillon est de 200 mètres en champ libre autour du transmetteur, ce qui permet aux bénéficiaires d'appeler à l'aide dans le domicile ou dans le jardin.

L'utilisateur reçoit une confirmation visuelle grâce à la LED rouge qui s'éclaire lorsqu'il appuie sur son émetteur.

L'émetteur utilise la fréquence européenne dédiée à l'alarme sociale, 869MHz, permettant une efficacité optimale.

A qui s'adresse ce dispositif ?

Le déclencheur est fourni à tous les bénéficiaires du dispositif de Téléassistance.

Le médaillon supplémentaire pour les couples est gratuit.

Même si le déclencheur MyAmie a été conçu pour satisfaire le plus grand nombre d'utilisateurs, il arrive parfois que l'installateur constate une préhension plus délicate, ce qui est parfois le cas pour des personnes atteintes de raideurs des articulations.

Pour cela, l'installateur proposera l'ajout d'un réducteur de préhension gratuitement.

Le matériel



- Avec un poids d'environ 7 grammes, le médaillon est léger.
- Confortable, l'abonné a le choix entre le port au poignet grâce à un bracelet élastique, réglable, doux et hypoallergénique ; ou en pendentif sur un collier muni d'une sécurité anti-étranglement.
- D'une taille semblable à un cadran, il reste discret. La plupart des personnes oublient presque qu'ils le portent !
- Étanche (norme IP67), il peut être porté lors du nettoyage de la vaisselle, sous la douche ou encore dans le bain. Cela signifie qu'il n'y a plus vraiment de raisons de le retirer !
- Le bouton du médaillon est légèrement en retrait ce qui empêche les activations involontaires. Il peut donc être parfaitement porté durant la nuit et sécuriser les déplacements nocturnes aux toilettes.
- Equipé d'une batterie lithium d'une autonomie de 7 ans, ou 20 000 utilisations⁽¹⁾.

Souscription

Le médaillon MyAmie est inclus lors de chaque souscription au dispositif de Téléassistance à domicile. L'abonnement mensuel à *Yvelines Ecoute Assistance* est de 5,38€ TTC ⁽²⁾.

- (1) Les médaillons sont programmés pour signaler automatiquement au centre d'écoute la batterie faible. Le remplacement pour défaut de fonctionnement est compris dans l'abonnement au dispositif *Yvelines Ecoute Assistance* et est assuré par VITARIS.
- (2) Tarif mensuel pour l'année 2016. Prix révisé chaque année au 1^{er} janvier.

